

7 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

7.1 Поточний ремонт повинен проводитись фахівцями ремонтних підприємств.

7.2 Можливою несправністю, в разі, якщо не горить лампа, може бути відмова лампи.

7.3 Для заміни лампи необхідно відключити камеру від електромережі, повернути лампу на чверть обороту, зняти контактні гнізда з цоколів лампи. Встановити нову лампу та повернути її до кляцання.

УВАГА! Категорично забороняється брати лампу голими руками за колбу, тільки за цоколи або використовувати чисті тканеві перчатки!

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Камера в упаковці транспортується закритим транспортом при температурі повітря від мінус 50° С до +50° С і відносній вологості 100% при температурі + 25° С.

8.2 Зберігати камеру можна в неопалюваному приміщенні при температурі від мінус 50° С до +40° С і відносній вологості повітря не більше 98% при температурі + 25° С. Повітря в приміщенні не повинне містити домішок, які викликають корозію.

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність камери вимогам технічних умов ТУ У 33.1-31868655-001-2004 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, зазначених в цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців з дня продажу, але не більше 18 місяців з дня виготовлення. **Гарантія на лампу не розповсюджується.**

Виробник приймає продукцію для ремонту по пред'явленню заповненої Інструкції із застосування.

Виробник: Дочірнє Підприємство «Компанія Заповіт».

Адреса: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

Тел.: +38 (044)33-44-337, E-mail: zavet@zavet.kiev.ua, Website: <https://zavet.kiev.ua>

10. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил» відповідає і визнана придатною до експлуатації. Виробник здійснює обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації, а також подальше сервісне обслуговування та ремонт за зверненням покупця.

Дата виробництва

Партія

Серійний номер

Підпис особи, відповідальної за приймання та пакування:

Особистий код відповідальної особи:

Відмітка ВТК:

11. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ

1. Дата прийняття на ремонт:	
Опис несправностей:	
Вид ремонту (гарантійний, негарантійний):	
Дата виконання ремонту:	
Опис виконаних робіт	
Підпис та код відповідальної особи	
Відмітка ОТК	
Відмітка ОТК	



Інструкція із застосування (дата останнього перегляду 24.05.2024 р.)

Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил»



1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил» (далі – камера) призначена для зберігання заздалегідь простерилізованого медичного інструменту з метою його захисту від повторної контамінації мікроорганізмами. Камера використовується в операційних блоках, маніпуляційних, стоматологічних, перев'язувальних кабінетах та інших медичних і лікувальних приміщеннях, в яких проводять маніпуляції, пов'язані з використанням медичного стерильного інструменту. Також може використовуватись в косметичних салонах та перукарнях.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри камери з підставкою, мм (ДхШхВ)	1065x440x1300
Габаритні розміри камери, мм (ДхШхВ)	1065x440x435
Розміри камери, мм, (ДхШхВ)	1065x410x410
Внутрішній об'єм камери, л	80
Розміри полиці, мм, (ДхШ)	500x320
Джерело випромінювання	лампа бактерицидна TUV 30W (безозонова)
Середній термін напрацювання лампи, год	9000
Напруга електроживлення, В	220±10%
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт	35
Вага нетто, кг	29,0
Вага брутто, кг	32,0
Розміри в упаковці, мм, (ДхШхВ)	1070x455x510
Середній термін використання, років	5

Примітка: Розміри можуть мати незначні відхилення, залежно від партії випуску, які не впливають на функціональність та призначення товару.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Камера в зборі	шт.	1
Полиця камери (внутрішня)	шт.	2
Підставка під камеру, у т.ч.:		
Стійка	шт.	2
Полиця підставки	шт.	1
Перетинка	шт.	1
Колесо Ø50, з/г	шт.	2
Колесо Ø50, б/г	шт.	2
Схема складання підставки під камеру	шт.	1
Інструкція із застосування	шт.	1

4. КОНСТРУКЦІЯ

4.1. Камера складається з металевго корпусу циліндричної форми з кришкою та двох полиць, обладнана лампою бактерицидною TUV 30W і електронним пускорегулювальним апаратом (ЕПРА). Випромінюване лампою ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 253,7нм є дієвим профілактичним санітарно-протиепідемічним засобом, спрямованим на придушення життєдіяльності мікроорганізмів у повітряному середовищі та на поверхнях.

Конструкція камери виключає дію УФ-випромінювання на організм персоналу, який з нею працює.

Камера встановлена на підставку, обладнану однією полицею і колесами.

4.2 Корпус камери виконаний зі сталевго листа товщиною 0,8мм і 1,0мм, кришка - зі сталевго листа товщиною 0,8мм і 1,5мм, полиці камери (внутрішні) - зі сталевго нержавіючого листа AISI товщиною 0,8мм, підставка виконана зі сталевго профільної труби 25x25мм і 20x20мм, полиця підставки – зі сталевго листа товщиною 1,0мм.

Камера пофарбована білою порошковою фарбою RAL, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.

Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві камери, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних виробів.

5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УВАГА!

5.1 Експлуатація камери вимагає суворого дотримання заходів безпеки, які передбачені при роботі з електричним обладнанням. та дотримання заходів безпеки, що виключають негативний вплив на людину ультрафіолетового бактерицидного випромінювання та парів ртуті.

5.2 Експлуатація камери повинна здійснюватися відповідно до інструкції із застосування.

5.3 До експлуатації камери повинен допускатися персонал, що пройшов навчання і необхідний інструктаж.

5.4 При заміні лампи, усуненні несправностей, дезінфекції та очищенні від пилу камеру необхідно відключати від мережі.

Категорично забороняється брати лампу голими руками за колбу, тільки за цоколі або використовувати чистої тканині перчатки!

У разі бою лампи, необхідно зібрати крапельки ртуті гумовою грушею і місце, де розбилася лампа, промити 1% розчином перманганату калію.

При утилізації неробочих ламп потрібно дотримуватись Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ від р. №325. Демеркуризація повинна здійснюватися відповідно до наказу МНС України від р. N 463 «Методичні рекомендації з організації і проведення демеркуризації».

6 ВКАЗІВКА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

6.1 Камера ультрафіолетова призначена для зберігання стерильних виробів без упаковки (стерилізаційних коробок) в умовах лікувально-профілактичних установ.

6.2 Камера експлуатується в приміщеннях, в яких проводять маніпуляції, пов'язані з використанням стерильного інструменту.

6.3 Відповідальний за експлуатацію камери призначається з персоналу наказом керівника установи.

6.4 При експлуатації камери необхідно вести журнал обліку часу роботи бактерицидної лампи, за винятком камер з встановленим лічильником часу роботи.

6.5 Порядок роботи та експлуатації камери.

6.5.1 Зібрати підставку та встановити на неї камеру. З внутрішніх нержавіючих полиць зняти захисну плівку та встановити їх на дно камери.

6.5.2 Перед початком роботи необхідно провести очищення від пилу зовнішніх і внутрішніх поверхонь камери. Після чого камеру підключити до електричної мережі і включити бактерицидну лампу натисканням кнопки, розташованої у нижній частині корпусу камери. Протягом 30 хвилин камеру не завантажувати з метою дезінфекції внутрішніх поверхонь.

6.5.3 У разі сильного забруднення камери провести очищення поверхонь миючим засобом. Потім підготовку камери провести згідно п.6.5.2.

6.5.4 Камера завантажувється протягом 3 хвилин інструментом або виробами, які стерилізовані відповідно до наказу №552 от 11.08.2014р. «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я».

6.5.5 Завантаження камери проводиться в стерильному спецодязі.

6.5.6 Інструмент розміщується в один шар на полицях камери від задньої стінки до передньої горизонтально за допомогою стерильного пінцета або корнцанга. Інструмент не повинен торкатися один до одного.

6.6 Тривалість збереження стерильності інструментом.

6.6.1 При правильній експлуатації камери, використання стерильних інструментів допускається протягом 150 годин. Якщо протягом 150 годин інструмент не був використаний, він повинен бути простерилізований.