

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Камера в упаковці транспортується закритим транспортом при температурі повітря від мінус 50о С до +50о С і відносній вологості 100% при температурі + 25о С.

8.2 Зберігати камеру можна в неопалюваному приміщенні при температурі від мінус 50о С до +40о С і відносній вологості повітря не більше 98% при температурі + 25о С. Повітря в приміщенні не повинне містити домішок, які викликають корозію.

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність камери вимогам технічних умов ТУ У 33.1-31868655-001-2004 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, зазначених в цій інструкції.

Гарантійний термін експлуатації: на камеру - становить 18 місяців з дати продажу, але не більше 24 місяців з дати виготовлення; на лампу PHILIPS – становить 36 місяців (3 роки) з дати продажу. Виробник або представник приймає продукцію для ремонту по пред'явленню заповненої Інструкції із застосування.

Виробник: Дочірнє Підприємство «Компанія Заповіт».

Адреса: Україна, 04136, м. Київ, вул. Віктора Некрасова (Північно-Сирецька), 3,
Тел.: +38 (044)33-44-337, E-mail: zavet@zavet.kiev.ua, Website: <https://zavet.kiev.ua>.

Камеру виготовлено ДП «Компанія Заповіт» під замовлення ексклюзивного дистриб'ютора (представника) в Україні: ТОВ «ТОТАЛ КОРПОРЕЙШН» (Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 6.82, п.140).
Єдиний представник з питань реалізації: ТОВ «ТОТАЛ КОРПОРЕЙШН», Тел.:+38-067-619-89-39, +38-066-401-22-11, E-mail: tovtotal@ukr.net, Website: <http://total.zp.ua>.

10 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Камера відповідає технічним умовам ТУ У 33.1-31868655-001-2004 і визнана придатною до експлуатації. Виробник здійснює обслуговування протягом гарантійного терміну, а також подальше сервісне обслуговування та ремонт за зверненням покупця.

Дата виробництва	Партія	Серійний номер
_____	_____	_____

Підпис особи, відповідальної за приймання та пакування: _____

Особистий код відповідальної особи: _____

Відмітка ВТК:

Відмітка ТОВ «ТОТАЛ КОРПОРЕЙШН» :

11 ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ

Дата прийняття на ремонт	
Опис несправностей	
Вид ремонту (гарантійний, негарантійний)	
Дата виконання ремонту	
Опис виконаних робіт	
Підпис та код відповідальної особи	
Відмітка ОТК	



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ



«ТОР ВОХ»

КАМЕРА УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МЕДИЧНОГО СТЕРИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ



UA.TR.118

ТУ У 33.1-31868655-001-2004

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Камера ультрафіолетова для зберігання медичного стерильного інструменту «TOP BOX» (далі – камера) призначена для зберігання заздалегідь простерилізованого медичного інструменту з метою його захисту від повторної контамінації мікроорганізмами. Камера використовується в операційних блоках, маніпуляційних, стоматологічних, перев'язувальних кабінетах та інших медичних і лікувальних приміщеннях, в яких проводять маніпуляції, пов'язані з використанням медичного стерильного інструменту. Також може використовуватись в косметичних салонах та перукарнях.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело випромінювання безозонова бактерицидна лампа PHILIPS TUV 15W G5, шт	1
Ресурс роботи лампи, не менше год	18 000
Споживана потужність, Вт	20
Внутрішній об'єм камери, л	45
Покриття фарбою RAL 7047 PE/WR, колір	сірий
Напруга електроживлення, В	220±10%
Частота, Гц	50
Габаритні розміри камери, мм (ДхШхВ)	655х430х445
Розміри полиці, мм, (ДхШ)	600х320
Розміри в упаковці, мм, (ДхШхВ)	660х435х475
Вага нетто, кг	14,0
Вага брутто, кг	15,4
Гарантійний термін експлуатації, місяців	36
Середній термін використання, років	5

Примітка: Розміри можуть мати незначні відхилення, залежно від партії випуску, які не впливають на функціональність та призначення товару.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Камера в зборі	шт	1
Полиця	шт	1
Інструкція із застосування	шт	1

4 КОНСТРУКЦІЯ

4.1. Камера складається з металевого корпусу циліндричної форми з кришкою і опорою та однієї полиці, обладнана лампою бактерицидною Philips TUV 15W і електронним пускорегулювальним апаратом (ЕПРА Philips). Випромінюване лампою ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 253,7нм є дієвим профілактичним санітарно-протиепідемічним засобом, спрямованим на придушення життєдіяльності мікроорганізмів у повітряному середовищі та на поверхнях.

Конструкція камери виключає дію УФ-випромінювання на організм персоналу, який з нею працює. Камера має настільне виконання, встановлена на гумові ніжки.

4.2 Корпус камери виконаний зі сталевго листа товщиною 0,8мм і 1,0мм, кришка - зі сталевго листа товщиною 0,8мм і 1,5мм, опора – зі сталевго профільної труби 25х25мм, полиця виконана зі сталевго нержавіючого листа AISI товщиною 0,8мм.

Камера пофарбована сірою порошковою фарбою RAL, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.

Всі матеріали та комплектуючі, які використовуються при виробництві камери, мають необхідні висновки та допущені для використання у виробництві медичних виробів.

5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УВАГА!

5.1 Експлуатація камери вимагає суворого дотримання заходів безпеки, які передбачені при роботі з електричним обладнанням. та дотримання заходів безпеки, що виключають негативний вплив на людину ультрафіолетового бактерицидного випромінювання та парів ртуті.

5.2 Експлуатація камери повинна здійснюватися відповідно до інструкції із застосування.

5.3 До експлуатації камери повинен допускатися персонал, що пройшов навчання і необхідний інструктаж.

5.4 При заміні лампи, усуненні несправностей, дезінфекції та очищенні від пилу камеру необхідно відключати від мережі.

5.5 Категорично забороняється брати лампу голими руками за колбу, тільки за цоколi або використовувати чисті тканеві рукавички!

5.6 У разі бою лампи, необхідно зібрати крапельки ртуті гумовою грушею і місце, де розбилася лампа, промити 1% розчином перманганату калію.

5.7 При утилізації неробочих ламп потрібно дотримуватись Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ від 08.06.2015р. №325. Демеркуризація повинна здійснюватися відповідно до наказу МНС України від 08.07.2009р. N 463 «Методичні рекомендації з організації і проведення демеркуризації».

6 ВКАЗІВКА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

6.1 Камера ультрафіолетова призначена для зберігання стерильних виробів без упаковки (стерилізаційних коробок) в умовах лікувально-профілактичних установ.

6.2 Камера експлуатується в приміщеннях, в яких проводять маніпуляції, пов'язані з використанням стерильного інструменту.

6.3 Відповідальний за експлуатацію камери призначається з персоналу наказом керівника установи.

6.4 При експлуатації камери необхідно вести журнал обліку часу роботи бактерицидної лампи, за винятком камер з встановленим лічильником часу роботи.

6.5 Порядок роботи та експлуатації камери.

6.5.1 Встановити камеру на потрібну поверхню. З внутрішньої нержавіючої полиці зняти захисну плівку та положити її на дно камери.

6.5.2 Перед початком роботи необхідно провести очищення від пилу зовнішніх і внутрішніх поверхонь камери. Після чого камеру підключити до електричної мережі і включити бактерицидну лампу натисканням кнопки, розташованої збоку на корпусі камери. Протягом 30 хвилин камеру не завантажувати з метою дезінфекції внутрішніх поверхонь.

6.5.3 У разі сильного забруднення камери провести очищення поверхонь миючим засобом. Потім підготовку камери провести згідно п.6.5.2.

6.5.4 Камера завантажуються протягом 3 хвилин інструментом або виробами, які стерилізовані відповідно до наказу №552 от 11.08.2014р. «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я».

6.5.5 Завантаження камери проводиться в стерильному спецодязі.

6.5.6 Інструмент розміщується в один шар на полиці камери від задньої стінки до передньої горизонтально за допомогою стерильного пінцета або корнцанга. Інструмент не повинен торкатися один до одного.

6.6 Тривалість збереження стерильності інструментом.

6.6.1 При правильній експлуатації камери, використання стерильних інструментів допускається протягом 7 діб. Якщо протягом 7 діб інструмент не був використаний, він повинен бути повторно простерилізований.

7 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

7.1 Поточний ремонт повинен проводитись фахівцями ремонтних підприємств.

7.2 Можливою несправністю, в разі, якщо не горить лампа, може бути відмова лампи.

7.3 Для заміни лампи необхідно відключити камеру від електромережі, повернути лампу на чверть обороту, зняти контактні гнізда з цоколів лампи. Встановити нову лампу та повернути її до клацання.