



Medical Therapy /01

TL 100W/01 SLV/10

Более 400 независимых клинических исследований показали, что лампы UVB Narrowband TL являются более эффективными и безопасными, по сравнению со всеми остальными лампами в своем классе. Это достигается за счет очень узкого излучения в "В"-диапазоне УФ-спектра (от 290 до 315). Такой узкий диапазона излучения – от 305 до 315 нм с пиком излучения на 311 нм – является одним из самых эффективных диапазонов для лечения псориаза. В результате воздействия, время облучения значительно сокращается, что позволяет свести к минимуму побочные эффекты, такие как покраснение и зуд кожи. Все это делает лампы идеальным решением для фототерапии таких болезней, как псориаз, парapsoriasis и витилиго. Более того, поскольку общую дозу узкополосного излучения можно контролировать с высокой точностью, эти лампы подходят для домашней терапии.Примечание: наши лампы UVB HE зарегистрированы агентством FDA как медицинские приборы, поскольку они НЕ поставляются и не отмечаются для коммерческого использования в оздоровительных целях.

Данные о продукции

Общая информация		Снижение светового потока после 1000 ч	
Цоколь	R17D [R17d (RDC)]	15 %	
Основная область применения	Системы для фототерапии	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h	Power (Rated) (Nom)	100 W
Срок эксплуатации (ном.)	1000 h	Ток лампы (ном.)	0,97 A
Технические характеристики освещения		Напряжение (ном.)	126 V
Код цвета	01	Механические компоненты и корпус	
Обозначение цвета	Ultra Violet B	Информация о цоколе	Adaptor
Координата цветности X (ном.)	216	УФ-излучение	
Координата цветности Y (ном.)	208	Излучение УФ-В 100 ч (МЭК)	16,1 W
Снижение светового потока после 500 ч	10 %		


Излучение УФ-В, 5 ч (МЭК)	18,4 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869666233500
Название продукта для заказа	TL 100W/01 SLV/10
EAN/UPC — продукт	8718696662335
Код заказа	928034900130

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	928034900130
Вес нетто (шт.)	0,470 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/01 SLV/10	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1782,2 mm

TL 100W/01 R17d

Фотометрические данные



Цвет излучения /01

Цвет излучения /01

